



Référence	Description du Produit	Par	Image du Produit
4187	<p>Pompe d'infiltration DP 30 pour la technique de Tumescence avec anesthésie locale, 0-17 lt/h y compris:            1 x commande (4180) 1 x cordon AC            avec pédale On/Off (ref 1501)            Garantie 1 an</p>	1	
4186	<p>Pompe d'infiltration DP 30 pour la technique de Tumescence avec anesthésie locale, 0-17 lt/h y compris:            1 x commande (4180) 1 x cordon AC            avec pédale Vario (ref 1513)            Garantie 1 an</p>	1	



4188

Pompe d'infiltration DP 20 pour la technique de Tumescence avec anesthésie locale, 0-20 lt/h y compris:  
 1 x commande (4165) 1 x cordon AC sans pédale (ref 1410 ou 1486)  
 Garantie 1 an

1



1410

Pédale ON/OFF IP 68, pour la salle d'opération pour Vacuson 40/60, DP 20, TCM 3000

1






1486

Pédale Nouvag®, avec variateur pour la salle d'opération pour Vacuson 40/60, DP 20, TCM 3000

1





6022	Tubulure Nouvag® pour pompe DP20, DP30 et VACUSON 60 LP, MOT297	10	
502300345	Kit laser Endoveineux 100 cm complet (fibre 600µ avec connecteur, aiguille, fil guide, cathéter gradué)	5	
502300340	Kit laser Endoveineux 70 cm complet (fibre 600µ avec connecteur, aiguille, fil guide, cathéter gradué)	5	
BFF000020	Fibre Veine 100 cm Silice Silice Coeur 600 microns / Diamètre Externe 920 microns Connecteur SMA 905 - Ouverture Numérique 0,37 Revêtement transparent Stérile. Usage Unique	5	
BFF000019	Fibre Veine 55 cm Silice Silice Coeur 600 microns / Diamètre Externe 920 microns Connecteur SMA 905 - Ouverture Numérique 0,37 Revêtement transparent Stérile. Usage Unique	5	



BFCS000035	<p>Fibre laser Silice / Hard Clad Coeur 600 microns / Diamètre Externe 950 microns Connecteur Dornier® - Ouverture Numérique 0,37 Revêtement transparent Stérile. Usage Unique</p>	<p>5</p> 
VIS000003	<p>Kit Laser Endoveineux 100 cm (pour utilisation avec BFF000020 ou BFCS000035) Contient notamment : - une aiguille de ponction 75 mm (18 G) - un fil guide - un cathéter gradué muni d'un connecteur Luer-Lock (fibre verrouillée sur le cathéter) 5 French. Stérile. Usage Unique</p>	<p>5</p> 
VIS000002	<p>Kit Laser Endoveineux 55 cm (pour utilisation avec BFF000019) Contient notamment : - une aiguille de ponction 75 mm (18 G) - un fil guide - un cathéter gradué muni d'un connecteur Luer-Lock (fibre verrouillée sur le cathéter) 5 French. Stérile. Usage Unique</p>	<p>5</p> 

Commande : A adresser par fax au [01 75 43 97 61](tel:0175439761) (ou par mail à [contact@idimed.com](mailto:contact@idimed.com)).

Délai de livraison : En général 3 jours (ou moins) pour les références courantes (jusqu'à 6 semaines pour les références fabriquées sur commande). Pour un délai précis, contactez nous au [01 75 43 97 60](tel:0175439760) ou par mail à [contact@idimed.com](mailto:contact@idimed.com).

Livraison : Les produits sont livrés franco de port à partir de 150 € HT (sauf certaines références pour lesquelles le franco est plus élevé, auquel cas un devis le précisant vous est adressé à réception de commande) et livrés dès que disponibles par le répartiteur pharmaceutique CSP.

Facturation : La facture, faisant ressortir la TVA applicable, est à régler, dans un délai de 30 jours, par chèque à l'ordre de CSP à adresser 76-78 avenue du Midi - BP 77 - 63 802 Courmon d'Auvergne - FRANCE ou par virement (RIP CSP - La Banque Postale - Centre de Clermont FD - 63 900 Clermont FD Cedex 9 - IBAN FR83 2004 1010 0300 6706 9H02 488 - BIC PSSTFRPPCLE ou RIB CSP - BNP Paribas - IBAN FR76 3000 4000 8700 0185 6292 405 - BIC BNPAFRPPCLF).

Paiement : Tout retard de paiement donnera lieu à facturation de pénalités (Taux BCE + 10 points).

Export : Un paiement d'avance est demandé. La TVA n'est pas facturée sauf pour les clients de l'Union Européenne qui ne fournissent pas leur numéro de TVA Intracommunautaire.



Garantie : Sauf défectuosité avérée (reconnue par le fabricant), les produits ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés.  
Conditions : Les images et conditions ne sont pas contractuelles, notamment au regard des références et prix qui peuvent évoluer.  
Réserve : Tout matériel demeure notre entière propriété jusqu'à son règlement intégral.