











Référence	Description du Produit	Par	Image du Produit
LG4Shears	<p>Générateur Lotus G4.</p> <p>Bistouri à Ultrasons Lotus. Technologie brevetée et unique de vibrations rotatoires. Pour coelioscopie et laparotomie.</p>	1	
LF4	Pédale pour générateur Lotus LG4	1	
LGC	Chariot pour générateur Lotus LG4.	1	
DS4-200SD	<p>Pince à dissection. Mors droits. Pour bistouri à Ultrasons Lotus. Usage unique. Stérile.</p> <p>Diamètre : 5 mm. Longueur : 18 cm.</p> <p>Pince courte pour laparotomie. A utiliser avec un transducteur SV3-200 ou DS4-200ST.</p>	1	







<p>DS4-400CD</p>	<p>Pince à dissection. Mors courbes. Pour bistouri à Ultrasons Lotus. Usage unique. Stérile.</p> <p>Diamètre : 5mm Longueur : 35 cm.</p> <p>Pince longue pour coelioscopie. A utiliser avec un transducteur CV3-400 ou DS4-400CT.</p>	<p>1</p> 
<p>DS4-500SD</p>	<p>Pince à dissection. Mors droits. Pour bistouri à Ultrasons Lotus. Usage unique. Stérile.</p> <p>Diamètre : 5 mm. Longueur : 44 cm.</p> <p>Pince longue pour coelioscopie bariatrique. A utiliser avec un transducteur SV3-500 ou DS4-500ST.</p>	<p>1</p> 
<p>SV3-200</p>	<p>Transducteur pour bistouri à Ultrasons Lotus. Re-stérilisable (environ 30 fois). Garantie non valable si contact avec du métal. Livré non stérile.</p> <p>Transducteur court pour laparotomie. A utiliser avec une pince DS4-200SD.</p>	<p>1</p> 
<p>CV3-400</p>	<p>Transducteur pour bistouri à Ultrasons Lotus. Re-stérilisable (environ 30 fois). Garantie non valable si contact avec du métal. Livré non stérile.</p> <p>Transducteur long pour coelioscopie. A utiliser avec pince DS4-400CD.</p>	<p>1</p> 



SV3-500	<p>Transducteur pour bistouri à Ultrasons Lotus. Re-stérilisable (environ 30 fois). Garantie non valable si contact avec du métal. Livré non stérile.</p> <p>Transducteur long pour coelioscopie bariatrique. A utiliser avec une pince DS4-500SD.</p>	<p>1</p> 
LR4-200SD	<p>Pince à foie. Mors droits. Pour bistouri à Ultrasons Lotus. Usage unique. Stérile.</p> <p>Diamètre : 5 mm. Longueur : 18 cm.</p> <p>Pince longue pour coelioscopie. A utiliser avec un transducteur LR3-200 ou LR4-200ST.</p>	<p>1</p> 
LR4-400SD	<p>Pince à foie. Mors droits. Pour bistouri à Ultrasons Lotus. Usage unique. Stérile.</p> <p>Diamètre : 5 mm. Longueur : 35 cm.</p> <p>Pince longue pour coelioscopie. A utiliser avec un transducteur LR3-400 ou LR4-400ST.</p>	<p>1</p> 
LR3-200	<p>Transducteur pour bistouri à Ultrasons Lotus. Re-stérilisable (environ 30 fois). Garantie non valable si contact avec du métal. Livré non stérile.</p> <p>Transducteur court pour laparotomie. A utiliser avec une pince LR4-200SD.</p>	<p>1</p> 



<p>LR3-400</p>	<p>Transducteur pour bistouri à Ultrasons Lotus. Re-stérilisable (environ 30 fois). Garantie non valable si contact avec du métal. Livré non stérile.</p> <p>Transducteur long pour coelioscopie. A utiliser avec une pince LR4-400SD.</p>	<p>1</p> 
<p>VW4-200SD</p>	<p>Pince sécante pour vaisseaux. Mors droits. Pour bistouri à Ultrasons Lotus. Usage unique. Stérile.</p> <p>Diamètre : 5 mm. Longueur : 18 cm.</p> <p>Pince courte pour laparotomie. A utiliser avec un transducteur VW4-200ST.</p>	<p>1</p> 
<p>VW4-400SD</p>	<p>Pince sécante pour vaisseaux. Mors droits. Pour bistouri à Ultrasons Lotus. Usage unique. Stérile.</p> <p>Diamètre : 5 mm. Longueur : 35 cm.</p> <p>Pince longue pour coelioscopie. A utiliser avec un transducteur VW4-400ST.</p>	<p>1</p> 
<p>W3-200</p>	<p>Transducteur pour bistouri à Ultrasons Lotus. Re-stérilisable (environ 30 fois). Garantie non valable si contact avec du métal. Livré non stérile.</p> <p>Transducteur court pour laparotomie. A utiliser avec une pince VW4-200SD.</p>	<p>1</p> 



<p>W3-400</p>	<p>Transducteur pour bistouri à Ultrasons Lotus. Re-stérilisable (environ 30 fois). Garantie non valable si contact avec du métal. Livré non stérile.</p> <p>Transducteur long pour coelioscopie. A utiliser avec une pince VW4-400SD.</p>	<p>1</p> 
<p>DB3-100D</p>	<p>Pince double lame. En forme de T. Pour bistouri à Ultrasons Lotus. Usage unique. Stérile.</p> <p>Diamètre : 5 mm. Longueur : 10 cm.</p> <p>Pince courte pour laparotomie. A utiliser avec un transducteur DB3-100 ou DB4-100ST.</p>	<p>1</p> 
<p>DB3-400D</p>	<p>Pince double lame. En forme de T. Pour bistouri à Ultrasons Lotus. Usage unique. Stérile.</p> <p>Diamètre : 5 mm. Longueur : 35 cm.</p> <p>Pince longue pour coelioscopie. A utiliser avec un transducteur DB3-400 ou DB4-400ST.</p>	<p>1</p> 
<p>DB3-100</p>	<p>Transducteur pour bistouri à Ultrasons Lotus. Re-stérilisable (environ 30 fois). Garantie non valable si contact avec du métal. Livré non stérile.</p> <p>Transducteur court pour laparotomie. A utiliser avec une pince DB3-100D.</p>	<p>1</p> 



DB3-400

Transducteur pour bistouri à Ultrasons Lotus.
Re-stérilisable (environ 30 fois).
Garantie non valable si contact avec du métal.
Livré non stérile.

Transducteur long pour coelioscopie.
A utiliser avec une pince DB3-400D.

1



Commande : A adresser par fax au [01 75 43 97 61](tel:0175439761) (ou par mail à contact@idimed.com).

Délai de livraison : En général 3 jours (ou moins) pour les références courantes (jusqu'à 6 semaines pour les références fabriquées sur commande). Pour un délai précis, contactez nous au [01 75 43 97 60](tel:0175439760) ou par mail à contact@idimed.com.

Livraison : Les produits sont livrés franco de port à partir de 150 € HT (sauf certaines références pour lesquelles le franco est plus élevé, auquel cas un devis le précisant vous est adressé à réception de commande) et livrés dès que disponibles par le répartiteur pharmaceutique CSP.

Facturation : La facture, faisant ressortir la TVA applicable, est à régler, dans un délai de 30 jours, par chèque à l'ordre de CSP à adresser 76-78 avenue du Midi - BP 77 - 63 802 Cournon d'Auvergne - FRANCE ou par virement (RIP CSP - La Banque Postale - Centre de Clermont FD - 63 900 Clermont FD Cedex 9 - IBAN FR83 2004 1010 0300 6706 9H02 488 - BIC PSSTFRPPCLE ou RIB CSP - BNP Paribas - IBAN FR76 3000 4000 8700 0185 6292 405 - BIC BNPAFRPPCLF).

Païement : Tout retard de paiement donnera lieu à facturation de pénalités (Taux BCE + 10 points).

Export : Un paiement d'avance est demandé. La TVA n'est pas facturée sauf pour les clients de l'Union Européenne qui ne fournissent pas leur numéro de TVA Intracommunautaire.

Garantie : Sauf défectuosité avérée (reconnue par le fabricant), les produits ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés.

Conditions : Les images et conditions ne sont pas contractuelles, notamment au regard des références et prix qui peuvent évoluer.

Réserve : Tout matériel demeure notre entière propriété jusqu'à son règlement intégral.