








Référence	Description du Produit	Par	Image du Produit
RBFXXXXXX	<p>Fibre laser Silice / Silice Coeur 200 microns / Diamètre Externe 500 microns Connecteur SMA 905 - Ouverture Numérique 0,22 Revêtement transparent Réutilisable 10 fois</p>	5	
BFFXXXXXX	<p>Fibre laser Silice / Silice Coeur 200 microns / Diamètre Externe 400 microns Connecteur SMA 905 - Ouverture Numérique 0,22 Revêtement transparent Stérile. Usage Unique</p>	10	
RBFXXXXXX	<p>Fibre laser Silice / Silice Coeur 272 microns / Diamètre Externe 420 microns Connecteur SMA 905 - Ouverture Numérique 0,26 Revêtement bleu Réutilisable 10 fois</p>	5	



BFFXXXXXX	<p>Fibre laser Silice / Silice Coeur 272 microns / Diamètre Externe 420 microns Connecteur SMA 905 - Ouverture Numérique 0,26 Revêtement bleu Stérile. Usage Unique</p>	5	
RBFF000005U	<p>Fibre laser Silice / Silice Coeur 365 microns / Diamètre Externe 730 microns Connecteur SMA 905 - Ouverture Numérique 0,37 Revêtement bleu Livré non stérile. Restérilisable 10 fois</p>	5	
RBFFXXXXXX	<p>Fibre laser Silice / Silice Coeur 365 microns / Diamètre Externe 730 microns Connecteur SMA 905 - Ouverture Numérique 0,37 Revêtement bleu Restérilisable 10 fois</p>	5	



<p>BFFXXXXXX</p>	<p>Fibre laser Silice / Silice Coeur 365 microns / Diamètre Externe 730 microns Connecteur SMA 905 - Ouverture Numérique 0,37 Revêtement bleu Stérile. Usage Unique</p>	<p>5</p> 
<p>RBFXXXXXX</p>	<p>Fibre laser Silice / Silice Coeur 400 microns / Diamètre Externe 750 microns Connecteur SMA 905 - Ouverture Numérique 0,22 Revêtement transparent Restérilisable 10 fois</p>	<p>5</p> 
<p>RBF00004U</p>	<p>Fibre laser Silice / Hard Clad Coeur 400 microns / Diamètre Externe 750 microns Connecteur SMA 905 - Ouverture Numérique 0,37 Revêtement transparent Livré non stérile. Restérilisable 10 fois</p>	<p>5</p> 



BFF000006	<p>Fibre laser Silice / Silice Coeur 400 microns / Diamètre Externe 750 microns Connecteur SMA 905 - Ouverture Numérique 0,22 Revêtement transparent Stérile. Usage Unique</p>	5	
BFF000008	<p>Fibre laser Silice / Hard Clad Coeur 400 microns / Diamètre Externe 750 microns Connecteur SMA 905 - Ouverture Numérique 0,37 Revêtement transparent Stérile. Usage Unique</p>	5	
BFF000004	<p>Fibre laser Silice / Silice / Hard Clad Coeur 400 microns / Diamètre Externe 750 microns Connecteur SMA 905 - Ouverture Numérique 0,37 Revêtement transparent Stérile. Usage Unique</p>	5	



BFC000004

Fibre laser Silice / Silice Embout conique
 Coeur 400 microns / Diamètre Externe 750 microns
 Connecteur SMA 905 - Ouverture Numérique 0,37
 Revêtement transparent
 Stérile. Usage Unique


5



BFCS000035

Fibre laser Silice / Hard Clad
 Coeur 600 microns / Diamètre Externe 950 microns
 Connecteur Dornier® - Ouverture Numérique 0,37
 Revêtement transparent
 Stérile. Usage Unique

5



RBFF000002

Fibre laser Silice / Silice
 Coeur 600 microns / Diamètre Externe 920 microns
 Connecteur SMA 905 - Ouverture Numérique 0,22
 Revêtement transparent
 Restérilisable 10 fois




5





BFF000005	<p>Fibre laser Silice / Silice Coeur 600 microns / Diamètre Externe 920 microns Connecteur SMA 905 - Ouverture Numérique 0,22 Revêtement transparent Stérile. Usage Unique</p>	5	
BFF000014	<p>Fibre laser Silice / Silice Coeur 545 microns / Diamètre Externe 920 microns Connecteur SMA 905 - Ouverture Numérique 0,37 Revêtement transparent Stérile. Usage Unique</p>	5	
BFF000007	<p>Fibre laser Silice / Hard Clad Coeur 600 microns / Diamètre Externe 950 microns Connecteur SMA 905 - Ouverture Numérique 0,37 Revêtement transparent Stérile. Usage Unique</p>	10	



BFC000002	<p>Fibre laser Silice / Silice Embout Conique Coeur 545 microns / Diamètre Externe 920 microns Connecteur SMA 905 - Ouverture Numérique 0,37 Revêtement transparent Stérile. Usage Unique</p>	<p>5</p> 
BFF000016	<p>Fibre laser Silice / Hard Clad Coeur 800 microns / Diamètre Externe 1240 microns Connecteur SMA 905 - Ouverture Numérique 0,37 Revêtement transparent Stérile. Usage Unique</p>	<p>5</p> 
RBF000001	<p>Fibre laser Silice / Silice Coeur 945 microns / Diamètre Externe 1400 microns Connecteur SMA 905 - Ouverture Numérique 0,37 Revêtement bleu Restérilisable (10 fois)</p>	<p>5</p> 



BFF000015	<p>Fibre laser Silice / Silice Coeur 945 microns / Diamètre Externe 1400 microns Connecteur SMA 905 - Ouverture Numérique 0,37 Revêtement bleu Stérile. Usage Unique</p>	5	
EP000002	<p>Fibre EndoProbe Courbe Silice Silice Coeur 214 microns / Diamètre Externe 2000 microns Pièce à Main 20 Gauge Connecteur SMA 905 - Ouverture Numérique 0,22 Revêtement orange Stérile. Usage Unique</p>	10	
EP000001	<p>Fibre EndoProbe Droite Silice Silice Coeur 214 microns / Diamètre Externe 2000 microns Pièce à Main 20 Gauge Connecteur SMA 905 - Ouverture Numérique 0,22 Revêtement orange Stérile. Usage Unique</p>	10	
SF000006	<p>Fibre laser (Silice / Silice) à tir latéral Coeur 600 microns / Diamètre Externe 720 microns Connecteur SMA 905 - Ouverture Numérique 0,22 Revêtement transparent Stérile. Usage Unique</p>	1	



BFF000020	<p>Fibre Veine 100 cm Silice Silice Coeur 600 microns / Diamètre Externe 920 microns Connecteur SMA 905 - Ouverture Numérique 0,37 Revêtement transparent Stérile. Usage Unique</p>	5	
BFF000019	<p>Fibre Veine 55 cm Silice Silice Coeur 600 microns / Diamètre Externe 920 microns Connecteur SMA 905 - Ouverture Numérique 0,37 Revêtement transparent Stérile. Usage Unique</p>	5	
GLC000009	<p>Fibre laser Silice / Silice Coeur 545 microns / Diamètre Externe 920 microns Fibre avec connectique pour refroidissement embout Diamètre 1800 microns Connecteur SMA 905 - Ouverture Numérique 0,37 Revêtement transparent Stérile. Usage Unique</p>	5	
GLC000006	<p>Fibre laser Silice / Hard Clad Coeur 600 microns / Diamètre Externe 950 microns Fibre avec connectique pour refroidissement embout Diamètre 1800 microns Connecteur SMA 905 - Ouverture Numérique 0,37 Revêtement transparent Stérile. Usage Unique</p>	5	



GLC000004	<p>Fibre laser Silice / Hard Clad Coeur 600 microns / Diamètre Externe 950 microns Fibre avec connectique pour refroidissement embout Diamètre 1800 microns Connecteur SMA 905 - Ouverture Numérique 0,37 Revêtement transparent Stérile. Usage Unique</p>	5	
GLC000008	<p>Fibre laser Silice / Hard Clad Coeur 600 microns / Diamètre Externe 950 microns Fibre avec connectique pour refroidissement embout Diamètre 2100 microns Connecteur SMA 905 - Ouverture Numérique 0,37 Revêtement transparent Stérile. Usage Unique</p>	5	
VIS000004	<p>Kit stérile pour fibre radiale :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Introducteur 6 French longueur 11cm. - Fil guide Diamètre / Longueur 0.018" x 45cm 	1	
VIS000003	<p>Kit Laser Endoveineux 100 cm (pour utilisation avec BFF000020 ou BFCS000035) Contient notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - une aiguille de ponction 75 mm (18 G) - un fil guide - un cathéter gradué muni d'un connecteur Luer-Lock (fibre verrouillée sur le cathéter) 5 French. <p>Stérile. Usage Unique</p>	5	
VIS000002	<p>Kit Laser Endoveineux 55 cm (pour utilisation avec BFF000019) Contient notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - une aiguille de ponction 75 mm (18 G) - un fil guide - un cathéter gradué muni d'un connecteur Luer-Lock (fibre verrouillée sur le cathéter) 5 French. <p>Stérile. Usage Unique</p>	5	



FM290804S	<p>Fibre laser Silice / Hard Clad Coeur 600 microns / Diamètre Externe 950 microns Connecteur SMA 905 - Fibre sertie. Ouverture Numérique 0,37 Revêtement transparent Stérile. Usage Unique</p>	10	
MHPS4-100-600	<p>Pièce à main laser. Forme : droite. Longueur : 100 mm Pour fibres : 600 microns.</p>	1	
MHPS4-60-600	<p>Pièce à main laser. Forme : droite. Longueur : 60 mm Pour fibres : 600 microns.</p>	1	
CS140	<p>Ciseaux Céramique Kyocéra® CS 140 Pour découpe des fibres lasers restérilissables</p>	1	
991MEDSTRI001	Dénudeur Autoclavable - Diamètre externe fibre 230-280 µ	1	
991MEDSTRI004	Dénudeur Autoclavable - Diamètre externe fibre 280-330 µ	1	
991MEDSTRI005	Dénudeur Autoclavable - Diamètre externe fibre 330-380 µ	1	
991MEDSTRI019	Dénudeur Autoclavable - Diamètre externe fibre 380-430 µ	1	
991MEDSTRI002	Dénudeur Autoclavable - Diamètre externe fibre 430-480 µ	1	
991MEDSTRI021	Dénudeur Autoclavable - Diamètre externe fibre 480-530 µ	1	



991MEDSTRI009	Dénudeur Autoclavable - Diamètre externe fibre 530-580 µ	1
991MEDSTRI010	Dénudeur Autoclavable - Diamètre externe fibre 580-630 µ	1
991MEDSTRI003	Dénudeur Autoclavable - Diamètre externe fibre 630-680 µ	1
991MEDSTRI023	Dénudeur Autoclavable - Diamètre externe fibre 680-730 µ	1
991MEDSTRI026	Dénudeur Autoclavable - Diamètre externe fibre 830-880 µ	1
991MEDSTRI024	Dénudeur Autoclavable - Diamètre externe fibre 730-780 µ	1
991MEDSTRI025	Dénudeur Autoclavable - Diamètre externe fibre 780-830 µ	1
991MEDSTRI027	Dénudeur Autoclavable - Diamètre externe fibre 880-930 µ	1
991MEDSTRI028	Dénudeur Autoclavable - Diamètre externe fibre 930-980 µ	1
991MEDSTRI029	Dénudeur Autoclavable - Diamètre externe fibre 1030-1080 µ	1

Commande : A adresser par fax au [01 75 43 97 61](tel:0175439761) (ou par mail à contact@idimed.com).

Délai de livraison : En général 3 jours (ou moins) pour les références courantes (jusqu'à 6 semaines pour les références fabriquées sur commande). Pour un délai précis, contactez nous au [01 75 43 97 60](tel:0175439760) ou par mail à contact@idimed.com.

Livraison : Les produits sont livrés franco de port à partir de 150 € HT (sauf certaines références pour lesquelles le franco est plus élevé, auquel cas un devis le précisant vous est adressé à réception de commande) et livrés dès que disponibles par le répartiteur pharmaceutique CSP.

Facturation : La facture, faisant ressortir la TVA applicable, est à régler, dans un délai de 30 jours, par chèque à l'ordre de CSP à adresser 76-78 avenue du Midi - BP 77 - 63 802 Cournon d'Auvergne - FRANCE ou par virement (RIP CSP - La Banque Postale - Centre de Clermont FD - 63 900 Clermont FD Cedex 9 - IBAN FR83 2004 1010 0300 6706 9H02 488 - BIC PSSTFRPPCLE ou RIB CSP - BNP Paribas - IBAN FR76 3000 4000 8700 0185 6292 405 - BIC BNPAFRPPCLF).

Paiement : Tout retard de paiement donnera lieu à facturation de pénalités (Taux BCE + 10 points).

Export : Un paiement d'avance est demandé. La TVA n'est pas facturée sauf pour les clients de l'Union Européenne qui ne fournissent pas leur numéro de TVA Intracommunautaire.

Garantie : Sauf défectuosité avérée (reconnue par le fabricant), les produits ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés.

Conditions : Les images et conditions ne sont pas contractuelles, notamment au regard des références et prix qui peuvent évoluer.

Réserve : Tout matériel demeure notre entière propriété jusqu'à son règlement intégral.